

Anticorpo Policlonal Anti-Nox1 Para Wb, Elisa - Q9Y5S8

Número do item: CM0030353

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o oxidase de NADPH 1 (NOX1) humano. Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para sinalização de superóxido, biologia do câncer e estudos de tecido colônico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27035
ID do Gene	27035
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 241-340 do NOX1 humano (NP_008983.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5S8
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo