

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nox1 Para Wb, Elisa - Q9Y5S8

Número do item: CM0010204

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NOX1 (validado para WB e ELISA). Detecta NOX1 humano, uma NADPH oxidase de 65 kDa. Adequado para pesquisas em cólon, útero e próstata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] mAb de coelho anti-NOX1
Observações/Alcunhas	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	27035
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 241-340 de NOX1 humano (NP_008983.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9Y5S8
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo