

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Nox1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5S8

Número do item: CM0014321

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-NOX1 desenvolvido para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a NADPH oxidase 1 (NOX1) humana, uma geradora de superóxido ligada à membrana associada ao câncer de cólon e próstata. Ideal para pesquisa diagnóstica e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOX1 pAb de Coelho
Observações/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	27035
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da NOX1 humana (NP_008983.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9Y5S8
Peso Proteico	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo