


Anticorpo Policlonal Anti-Nox2/Gp91Phox Para Wb, Elisa - P04839

Número do item: CM0016787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOX2/gp91phox humano (CYBB). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Adequado para estudos da NADPH oxidase fagocítica e superóxido, incluindo pesquisa de DGC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOX2/gp91phox Coelho pAb
Observações/Apelido	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1536
GeneID	1536
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do NOX2/gp91phox humano (NP_000388.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P04839
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo