

Anticorpo Policlonais Anti-Nox2/Gp91Phox Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04839

Número do item: CM0022572



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOX2/gp91phox humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies humanas, camundongo e rato. Uso em pesquisa para estudo do complexo NADPH oxidase e geração de superóxido.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOX2/gp91phox Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1536
GeneID	1536
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 385-570 da proteína NOX2/gp91phox humana (NP_000388.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04839
Peso Proteico	65kDa
Envio	Bolsa de gelo