

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nox2/Gp91Phox Para Wb E Elisa - P04839

Número do item: CM0002209



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NOX2/gp91phox de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com NOX2 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudar a função da NADPH oxidase em fagócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOX2/gp91phox Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1536
GeneID	1536
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04839
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo