

Anticorpo Policlonal Anti-Noxa2/P67Phox Para Wb, If-P, Elisa - P19878

Número do item: CM0014730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NOXA2/p67phox (NCF2) humano para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Imunógeno recombinante; adequado para pesquisa de oxidase NADPH e produção de superóxido.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOXA2/p67phox Rabbit pAb
Observações/Apelido	NCF-2; NOXA2; P67PHOX; P67-PHOX; NOXA2/p67phox
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4688
GeneID	4688
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 227-526 do NOXA2/p67phox humano (NP_000424.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19878
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo