

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Noxa2/P67Phox Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19878

Número do item: CM0012020



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao NOXA2/p67phox (NCF2) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de oxidase de fagócitos e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOXA2/p67phox Rabbit mAb
Observações/Apelido	NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4688
GeneID	4688
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 do NOXA2/p67phox humano (P19878).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P19878
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo