


Anticorpo Policlonal Anti-Noxo1 Para Wb, Elisa - Q8Nfa2

Número do item: CM0013543



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOXO1 humano (organizador 1 da oxidase NADPH). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudos do complexo NOX e geração de superóxido.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOXO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SNX28; P41NOX; P41NOXA; P41NOXB; P41NOXC; SH3PXD5; NOXO1
Espécie	Humano
GeneID	124056
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-370 do NOXO1 humano (NP_653204.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8NFA2
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo