

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Npas2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99743

Número do item: CM0019394

introdução

pAb de coelho anti-NPAS2 (Q99743) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta NPAS2 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre o relógio circadiano e a regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-NPAS2
Observações/Apelidos	MOP4; PASD4; bHLHe9; NPAS2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4862
GeneID	4862
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 45-240 do NPAS2 humano (NP_002509.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q99743
Peso da proteína	92 kDa
Transporte	Bolsa de gelo