

Anticorpo Policlonal Anti-Npas3 Para Wb E Elisa - Q8Ixf0

Número do item: CM0019573

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NPAS3 humano, validado para aplicações WB e ELISA. Detecta NPAS3 humano e de rato (~101 kDa). Ideal para pesquisa em neurogênese e esquizofrenia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPAS3 Rabbit pAb
Observações/Alias	MOP6; PASD6; bHLHe12; NPAS3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	64067
GeneID	64067
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-700 do NPAS3 humano (NP_001158221.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8IXF0
Peso Proteico	101kDa
Envio	Bolsa de gelo