

Anticorpo Policlonal Anti-Npb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ng41

Número do item: CM0020207

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Neuropeptídeo B humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Adequado para aplicações de pesquisa em neurociência e câncer, incluindo estudos sobre dor e alimentação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NPB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L7; PPL7; PPNPB; NPB
Espécie	Humana
GeneID (humano)	256933
GeneID	256933
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 do NPB humano (NP_683694.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q8NG41
Peso da proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo