

Anticorpo Policlonal Anti-Npc2 (He1, Eddm1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61916

Número do item: CM0028328



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NPC2 humano (HE1, EDDM1), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o transporte de colesterol e a doença de Niemann-Pick tipo C2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HE1; EDDM1; NPC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10577
GeneID	10577
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-151 do NPC2 humano (NP_006423.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61916
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo