

Anticorpo Monoclonal Anti-Npc2 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P61916

Número do item: CM0007627



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao NPC2 humano, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para estudos de transporte de colesterol e doença de Niemann-Pick tipo C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Niemann-Pick tipo C2 (NPC2)
Observações/Alias	HE1; EDDM1; Niemann-Pick tipo C2 (NPC2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10577
ID do Gene	10577
Imunógeno	Proteína recombinante da Niemann-Pick tipo C2 (NPC2) humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61916
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo