


Anticorpo Policlonal Anti-Npff Para Wb, Elisa - O15130

Número do item: CM0025786



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NPFF humana, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com rato, sendo adequado para estudos de função de neuropeptídeos e modulação da dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPFF Rabbit pAb
Observações/Alias	FMRFAL; NPFF
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8620
GeneID	8620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-113 da NPFF humana (NP_003708.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	O15130
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo