


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nphp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15259

Número do item: CM0029171



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NPHP1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; detecta nefroquistina-1 humana, de camundongo e de rato; ideal para pesquisa de ciliopatias e doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPHP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NPH1; JBTS4; SLSN1; NPHP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4867
ID do Gene	4867
Imunogênio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15259
Peso Molecular da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo