

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nphp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075161

Número do item: CM0030783

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao NPHP4 humano (nephrocistina-4) para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato, apoiando a pesquisa em ciliopatias e doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPHP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	POC10; SLSN4; NPHP4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	261734
GeneID	261734
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1247-1426 da NPHP4 humana (NP_055917.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075161
Peso da Proteína	158kDa
Envio	Em bolsa de gelo