

Anticorpo Policlonal Anti-Nphs2 Para Wb, Elisa - Q9Np85

Número do item: CM0020171

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NPHS2 humano (podocina). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisas sobre a permeabilidade glomerular e a síndrome nefrótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NPHS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDCN; SRN1; NPHS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7827
GeneID	7827
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-388 de NPHS2 humano (NP_055440.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NP85
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo