

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nphs2 Para Wb E Elisa - Q9Np85

Número do item: CM0006699

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à podocina humana (NPHS2) para Western blot (WB) e ELISA. Expresso em podócitos renais, a podocina regula a filtração glomerular. Ideal para pesquisa e diagnóstico da síndrome nefrótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho NPHS2
Observações/Apelido	PDCN; SRN1; NPHS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7827
GeneID	7827
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 284-383 do NPHS2 humano (Q9NP85).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NP85
Peso Proteico	42kDa
Remessa	Saco de Gelo