


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Npl Para Wb, Elisa - Q9Bxd5

Número do item: CM0025706



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-NPL para aplicações WB e ELISA. Detecta N-acetilneuraminato liase humana, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Imunógeno de proteína recombinante. Usado em estudos de metabolismo do ácido siálico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPL Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NAL; C112; NPL1; C1orf13; NPL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80896
ID do Gene	80896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da NPL humana (NP_110396.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXD5
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo