


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Nploc4 Para Wb - Q8Tat6

Número do item: CM0028003



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-NPLOC4 (WB, IF/ICC, ELISA) direcionado ao NPLOC4 humano, um componente chave da via de degradação de proteínas dependente de ubiquitina. Validado para amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	NPLOC4 Rabbit pAb
Observações/Alias	NPL4; NPLOC4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55666
GeneID	55666
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TAT6
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo