

Anticorpo Policlonal Anti-Npm3 Para Wb, Elisa - 075607

Número do item: CM0020832

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NPM3 humano (Nucleoplasmina-3), validado para aplicações de Western blot e ELISA. O NPM3 desempenha um papel na remodelação da cromatina e na biogênese de ribossomos, tornando este anticorpo útil para estudos de proteínas nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPM3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PORMIN; TMEM123; NPM3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10360
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-140 do NPM3 humano (NP_008924.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075607
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo