


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nppa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01160

Número do item: CM0014630



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NPPA humano (peptídeos natriuréticos A), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisas cardiovasculares e renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NPPA Rabbit pAb
Observações/Alcance	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4878
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do NPPA humano (NP_006163.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P01160
Peso da proteína	16 kDa
Transporte	Bolsa de gelo