


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Npr3 (Anp-C) Para Wb, Elisa - P17342

Número do item: CM0025605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NPR3 humano (receptor de depuração ANP-C). Validado para WB e ELISA, reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de sinalização de peptídeo natriurético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NPR3
Observações/Apelido	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4883
GeneID	4883
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P17342
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo