


Anticorpo Policlon De Coelho Anti-Nprl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wtw4

Número do item: CM0031045



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao NPRL2 humano para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Essencial para pesquisa do complexo GATOR1 e da via mTORC1. Peso molecular previsto de 44 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPRL2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NPR2; NPR2L; TUSC4; FFEVF2; NPRL2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10641
GeneID	10641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do NPRL2 humano (NP_006536.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTW4
Peso Molecular da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo