

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Npsr1 Para Wb E Elisa - Q6W5P4

Número do item: CM0019229

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o NPSR1 humano (receptor de neuropeptídeo S). Validado para WB e ELISA, específico para humanos e produzido contra um peptídeo C-terminal. Apoia a sinalização de RCPG e a pesquisa sobre asma.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NPSR1 pAb de Coelho                                                                                                                            |
| Observações/Apelido | GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 387129                                                                                                                                         |
| GeneID              | 387129                                                                                                                                         |
| Imunogénio          | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até à extremidade C-terminal do NPSR1 humano (NP_001287863.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                         |
| SWISS               | Q6W5P4                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 43kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                   |