

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nptx2 Para Wb E Elisa - P47972

Número do item: CM0014069

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à pentraxina neuronal-2 humana (NPTX2), adequado para Western blot e ELISA. Apoia pesquisas sobre plasticidade sináptica e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NPTX2 pAb de coelho
Observações/Apelido	NP2, NARP, NP-II, NPTX2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4885
ID do gene	4885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-240 da NPTX2 humana (NP_002514.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P47972
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo