

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Npy Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01303

Número do item: CM0026511



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NPY humano (Pró-neuropeptídeo Y), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de sinalização do neuropeptídeo Y e comportamento alimentar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPY Coelho pAb
Observações/Apelido	PYY4; NPY
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4852
GeneID	4852
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-97 do NPY (NP_000896.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01303
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo