

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Npy4R Para Wb, Elisa - P50391

Número do item: CM0027128



introdução

NPY4R Rabbit pAb para WB e ELISA, direcionado ao NPY4R humano. Imunógeno recombinante (aa 1-80). Validado em amostras humanas. 42kDa, enviado em gelo. Ideal para pesquisa de receptores de neuropeptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPY4R Rabbit pAb
Observações/Apêndice	Y4; PP1; PPYR1; NPY4-R; NPY4R
Espécie	Humano
GeneID	5540
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50391
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo