

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Npy5R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15761

Número do item: CM0011535

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra NPY5R humano (SWISS: Q15761). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de receptores de neuropeptídeo Y.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NPY5R Rabbit mAb
Observações/Apelido	NPYR5; NPY5-R; NPYY5-R; NPY5R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4889
ID do Gene	4889
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NPY5R humano (Q15761).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15761
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo