

Anticorpo Policlonal Anti-Nqo1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15559

Número do item: CM0014171



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NQO1 humano (quinona redutase 1), validado para Western blot, IHC parafina, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para investigar metabolismo redox, quimiorresistência e vias proteassômicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NQO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1728
GeneID	1728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 do NQO1 humano (NP_000894.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15559
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo