

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nqo1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15559

Número do item: CM0006410



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra NQO1 para WB, IHC-P, IP, ELISA. Detecta NQO1 endógeno (~31 kDa) em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de quinonas, estresse oxidativo e regulação proteossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NQO1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1728
GeneID	1728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da NQO1 humana (NP_000894.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15559
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo