

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nqo1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P15559

Número do item: CM0007544



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho NQO1 validado por KO para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Detecta NQO1 humano, de rato e camundongo (31 kDa). Ideal para pesquisa em biologia redox e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho NQO1
Observações/Apelido	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Validado por KD] NQO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1728
ID do Gene	1728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 do NQO1 humano (NP_000894.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15559
Peso Proteico	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo