

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nqo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15559

Número do item: CM0015624



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NQO1 humano (NAD(P)H desidrogenase [quinona] 1). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Usado em biologia redox e pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NQO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1728
GeneID	1728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 do NQO1 humano (NP_000894.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15559
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo