

Anticorpo Monoclonal Anti-Nqo2 Para Wb, Elisa - P16083

Número do item: CM0009511



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NQO2 humana (Quinona redutase 2). Adequado para Western blot e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta útil para o estudo de vias de desintoxicação celular e carboxilação dependente de vitamina K.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NQO2 Rabbit mAb
Observações/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4835
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da NQO2 humana (P16083)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P16083
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)