

Anticorpo Policlonal Anti-Nqo2 Para Wb, Elisa - P16083

Número do item: CM0014404



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NQO2 para WB e ELISA. Reconhece a NQO2 humana e de camundongo (QR2), uma quinona redutase citoplasmática envolvida na desintoxicação. Ideal para estudos sobre o metabolismo da vitamina K e as vias de desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NQO2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4835
ID do Gene	4835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-231 da NQO2 humana (NP_000895.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16083
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo