

Anticorpo Policlonal Anti-Nqo2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16083

Número do item: CM0016468



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NQO2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para estudos de quinona redutase em desintoxicação e biossíntese de vitamina K. Reage de forma cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NQO2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4835
GeneID	4835
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-231 do NQO2 humano (NP_000895.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16083
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo