

Anticorpo Policlonais Anti-Nr0B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51843

Número do item: CM0024477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NR0B1 humano (DAX1), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de corepressão de receptores nucleares e desenvolvimento do eixo HPA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NR0B1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AHC; AHX; DSS; GTD; HHG; AHCH; DAX1; DAX-1; NR0B1; SRXY2; NR0B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	190
GeneID	190
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do NR0B1 humano (NP_000466.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51843
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo