


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nr1H4 Para Wb E Elisa - Q96Ri1

Número do item: CM0018062



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NR1H4 (FXR) humano, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do receptor de ácidos biliares e pesquisas sobre doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NR1H4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9971
ID do gene	9971
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do NR1H4 humano (NP_001193922.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q96Ri1
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo