


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nr1I3 Para Wb - Q14994

Número do item: CM0021277



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NR1I3 (CAR), adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validado em humano, rato, rato. Ideal para estudar sinalização de receptores nucleares e resposta a xenobióticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NR1I3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9970
GeneID	9970
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 103-352 do NR1I3 humano (NP_001070948.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14994
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo