

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nr2C1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13056

Número do item: CM0030206

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NR2C1 humano (TR2), validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta receptor nuclear órfão de 67 kDa. Ideal para estudar repressão transcricional, células-tronco e sinalização de ácido retinoico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NR2C1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TR2; NR2C1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7181
ID do Gene	7181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do NR2C1 humano (NP_003288.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13056
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo