

Anticorpo Policlonal Anti-Nr2C2Ap Para Wb, Elisa - Q86Wq0

Número do item: CM0016248

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NR2C2AP humano, um repressor nuclear da transativação mediada por NR2C2. Validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo da regulação gênica e da sinalização de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra NR2C2AP
Observações/Apelido	TRA16; NR2C2AP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	126382
GeneID	126382
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-139 de NR2C2AP humano (NP_795361.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86WQ0
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo