


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nr2C2/Tr4 Para Wb E Elisa - P49116

Número do item: CM0006395



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra NR2C2/TR4 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização de receptores nucleares, espermatogênese e desenvolvimento embrionário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-NR2C2 / TR4
Observações/Alias	TR4; TAK1; NR2C2 / TR4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7182
GeneID	7182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-555 de NR2C2 / TR4 humano (NP_003289.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49116
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo