

Anticorpo Monoclonal Anti-Nr2E1/TLx Para Wb E Elisa - Q9Y466

Número do item: CM0005742



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NR2E1/TLX humano (receptor nuclear TLX). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em desenvolvimento cerebral e retinogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho NR2E1/TLX
Observações/Ândice	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7101
GeneID	7101
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NR2E1 humano (Q9Y466).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y466
Peso da Proteína	43 kDa
Remessa	Saco de Gelo