


Anticorpo Policlonal Anti-Nr2E1/TLx Para Wb, Elisa - Q9Y466

Número do item: CM0025228



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NR2E1/TLX humano (Receptor nuclear TLX), validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Para estudo do desenvolvimento cerebral, biologia retiniana e sinalização de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NR2E1/TLX Coelho pAb
Observações/Apelido	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7101
GeneID	7101
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 106-385 do NR2E1/TLX humano (NP_003260.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y466
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo