

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nr2F1 Para Ihc-P, Elisa - P10589

Número do item: CM0024592



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NR2F1 humano (COUP-TF I), validado para IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano. Útil para estudos de regulação gênica e receptores nucleares. Peso molecular: 46kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NR2F1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EAR3; BBOAS; EAR-3; SVP44; BBSOAS; ERBAL3; COUPTF1; TFCOUP1; COUP-TFI; TCFCOUP1; NR2F1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7025
ID do Gene	7025
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 60-180 do NR2F1 humano (NP_005645.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10589
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo