


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Nr2F2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24468

Número do item: CM0015251



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao NR2F2 humano (fator 2 de transcrição COUP). Adequado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre regulação da transcrição e desenvolvimento do ovário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NR2F2 Coelho pAb
Observações/Alíase	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7026
GeneID	7026
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do NR2F2 humano (NP_066285.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24468
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de gelo