


Anticorpo Policlonal Anti-Nr5A2 Para Wb, Ihc-P - O00482

Número do item: CM0018409



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NR5A2 validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para o desenvolvimento hepático, o metabolismo do colesterol e a pesquisa sobre o vírus da hepatite B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NR5A2 Rabbit pAb
Observações/alias	B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2494
GeneID	2494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-541 do NR5A2 humano (NP_995582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O00482
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo