

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nras Para Wb - P01111

Número do item: CM0028193



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-NRAS validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta NRAS humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos da via Ras-MAPK e oncologia. UniProt P01111.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRAS Rabbit pAb
Observações/Apelido	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; NRAS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4893
ID do Gene	4893
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 90-189 do NRAS humano (NP_002515.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01111
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo