


Anticorpo Policlonal Anti-Nrcam Para Wb E Elisa - Q92823

Número do item: CM0022845



introdução

Anticorpo policlonal anti-NRCAM (coelho) para WB e ELISA. Detecta NRCAM humano e de camundongo, uma molécula de adesão celular neuronal crítica para o crescimento de neuritos e formação do nó de Ranvier.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRCAM Rabbit pAb
Observações/Alias	NEDNMS; NRCAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4897
ID do Gene	4897
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-115 da NRCAM humana (Q92823).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92823
Peso Proteico	144kDa
Envio	Bolsa de gelo